



MICROBIOLOGIA SELETTIVA

PRODOTTO	CONFEZIONE	CODICE
LEGIONELLE		
1. Buffered Charcoal Yeast Extract Agar (BCYE Medium)		
Legionella CYE Agar Base	500 g	CM0655B
Legionella BCYE α Growth Supplement	10 flaconi	SR0110A
	(1 flacone/100 ml)	
Legionella BCYE Supplement without L-cysteine	10 flaconi	SR0175A
	(1 flacone/100 ml)	
2. BMPA Selective Medium		
Legionella CYE Agar Base	500 g	CM0655B
Legionella BCYE α Growth Supplement	10 flaconi	SR0110A
	(1 flacone/100 ml)	
Legionella BMPA Selective Supplement	10 flaconi	SR0111E
	(1 flacone/100 ml)	
3. GVPC Selective Medium		
Legionella CYE Agar Base	500 g	CM0655B
Legionella BCYE α Growth Supplement	10 flaconi	SR0110C
	(1 flacone/500 ml)	
Legionella (GVPC) Selective Supplement	10 flaconi	SR0152E
	(1 flacone/500 ml)	
4. MWY Selective Medium		
Legionella CYE Agar Base	500 g	CM0655B
Legionella BCYE α Growth Supplement	10 flaconi	SR0110A
	(1 flacone/100 ml)	
Legionella MWY Selective Supplement	10 flaconi	SR0118E
	(1 flacone/100 ml)	
PIASTRE PRONTE		
Legionella BCYE Medium		
<i>Terreno non selettivo per la ricerca di Legionella</i>	10 piastre	PO5072A
Legionella GVPC Selective Agar		
<i>Terreno selettivo per la ricerca di Legionella</i>	10 piastre	PO5074A
Legionella MWY Selective Medium		
<i>Terreno selettivo per la ricerca di Legionella</i>	10 piastre	PO5071A
Legionella Latex Test Kit		
<i>Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione delle specie predominanti di Legionella.</i>	3 x 50 test	DR0800M
<i>Permette l'identificazione separata di Legionella pneumophila sierogruppo 1, dei sierogruppi da 2 a 14 e l'individuazione di sette ulteriori specie di Legionella (L. longbeachae 1 & 2, L. bozemanii 1 & 2, L. dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, L. micdadei e L. anisa).</i>		
<i>Il kit contiene tutti i reagenti necessari per l'esecuzione dei test</i>		
Legionella Latex Test Kit		
Reagenti al lattice disponibili singolarmente:		
<i>Ogni confezione contiene un flacone dello specifico reagente al lattice, un flacone di lattice di controllo ed un flacone di soluzione tampone</i>		
Legionella Pneumophila Serogroup 1	50 test	DR0801M
Legionella Pneumophila Serogroup 2 - 14	50 test	DR0802M
Legionella Species Test Reagent	50 test	DR0803M

TERRENI DI COLTURA PRONTI PER L'USO

REAGENTI DIAGNOSTICI LIQUIDI

OXOID S.p.A.

Via Montenero, 180

20024 Garbagnate M.se (MI)

Telefono 02.99472.1 r.a.

Fax 02.995.82.60

Fax Ufficio Vendite 02.990.27.611

oxid.it@oxid.com

www.oxid.com

Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il

Servizio Tecnico-Scientifico: **ROBERTO MOLINARI** *Product Manager* roberto.molinari@oxid.com



CONTROLLO
DI QUALITÀ

PRODOTTO	ATCC® N.	CONFEZIONE	CODICE
Culti-Loops® Legionella pneumophila <i>Sottogruppo Philadelphia-1. Raccomandato da NCCLS</i>	33152	10 anse	C3950L

VALUTAZIONE
ESTERNA
DI QUALITÀ

SCHEMI DISPONIBILI	N. DISTRIB. ANNO	N. CAMPIONI PER DISTRIB.	CODICE
Microbiologia delle acque Water Microbiology Scheme Legionella	4	3	501871

OXOID S.p.A.

Via Montenero, 180

20024 Garbagnate M.se (MI)

Telefono 02.99472.1 r.a.

Fax 02.995.82.60

Fax Ufficio Vendite 02.990.27.611

oxid.it@oxid.com

www.oxid.com

Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il

Servizio Tecnico-Scientifico: **ROBERTO MOLINARI** *Product Manager* roberto.molinari@oxid.com